

Labortiefkühltruhe ProfiLine Taurus PLTA

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Zuverlässige und unkomplizierte Einkompressortechnologie geräuscharm
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Opt. / akust. Alarmeinrichtung
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Potentialfreier Alarmkontakt
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus weißem Kunststoff
- Truhendeckel abschließbar und mit Federscharnier zum stufenlosen Öffnen
- Mit Rollen, lose beigelegt (außer PLTA 0962 siehe Zubehör)
- Lagerkörbe optional (siehe unten)




Modelle ProfiLine Taurus	PLTA 0962	PLTA 1462	PLTA 3362	PLTA 4362	PLTA 5562
Temperaturbereich	°C: -30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60
Temperaturbereich -40 °C bis -86 °C siehe separates Datenblatt					
Inhalt Liter brutto:	74	133	296	383	532
Außenmaße (BxTxH) mm:	555x635x885	720x695x890	1260x695x890	1560x695x890	1705x655x865
Innenmaße 1 (BxTxH) mm:	387x387x470	350x435x650	880x435x650	1190x435x650	1340x490x700
Innenmaße 2 (BxTxH) mm:	—	200x435x400	200x435x400	200x435x400	200x490x450
Höhe bei geöffnet. Deckel mm:	1480	1500	1500	1500	1540
Lagerkörbe optional (max. Anzahl): 4 (Typ A)		4 (Typ B)	13 (Typ B)	16 (Typ B)	19 (Typ C)
Gewicht kg:	53	55	76	88	107
Netzanschluss	< 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz >				
Versandmaße (BxTxH) mm:	680x640x1160	810x760x1090	1360x760x1060	1660x760x1060	1720x800x1150
Versandgewicht kg:	83	85	114	132	131

Optionen / Zubehör

Alarm bei Netzausfall siehe Modelle PLTA ..63 Seite H5.1

- ProfiTec Temperaturüberwachungs- und GPTEC4A Protokollsystem (siehe separaten Prospekt).
 USB-Datenlogger bis -200°C mit LCD-Display. ZXX2-045-010
 ProfiCaller Telefonwählggerät. a.A.
 Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperatureaufzeichnung. ZXX2-020-2L
 CO₂-Notkühlsystem, freistehend. ZXX2-093
 Anschlussvorbereitung CO₂-Notkühlsystem. ZPLTA2-094
 Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (für PLTA 0962). ZPLTA5-21-09xx
 Lagerkorb (Typ A), 192x384x190 mm (BxTxH). ZXX4-084
 Lagerkorb (Typ B), 220x430x200 mm (BxTxH). ZXX4-085
 Lagerkorb (Typ C), 220x480x215 mm (BxTxH). ZXX4-093




ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem


- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum Auslesen über PC



Ordnungssystem-Vorschlag mit passenden Edelstahl-Truhengestellen




Anzahl Gestelle bei Vollausrüstung



Boxentyp
ALPHA Box
BRAVO Box
EPPi® Box
 50 mm



ALPHA Box
BRAVO Box
EPPi® Box
 75 mm



ALPHA Box
BRAVO Box
EPPi® Box
 100 mm



4 oder 5

Art.-Nr.
 TA50-08AN
 TE50-08AN
 TE50-08AN

Art.-Nr.
 TA75-05AN
 TB75-05AN
 TE80-05AN

Art.-Nr.
 TA100-04AN
 TE102-04AN
 TE102-04AN

PLTA 1462 auf Anfrage



18

Art.-Nr.
 TA50-11AN
 TE50-11AN
 TE50-11AN

Art.-Nr.
 TA75-07AN
 TB75-07AN
 TE80-07AN


Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

3

Art.-Nr.
 TA50-06AN
 TE50-06AN
 TE50-06AN

Art.-Nr.
 TA75-04AN
 TB75-04AN
 TE80-04AN

Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN



2 4

Art.-Nr.
 TA50-11AN
 TE50-11AN
 TE50-11AN

Art.-Nr.
 TA75-07AN
 TB75-07AN
 TE80-07AN

Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

3

Art.-Nr.
 TA50-06AN
 TE50-06AN
 TE50-06AN

Art.-Nr.
 TA75-04AN
 TB75-04AN
 TE80-04AN

Art.-Nr.
 TA100-03AN
 TE102-03AN
 TE102-03AN

PLTA 5562 auf Anfrage