

## Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige und Passwort-Schutz
- Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
- Über- und Untertemperaturalarm
- Alarm bei Netzausfall
- Alarm bei Fühlerfehler
- Alarm bei Temperaturreglerfehler
- Türalarm
- Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- Potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Vorbereitung für GSM-Alarm
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech, optional aus Edelstahl (CNS)
- Tür mit Schloss, Türanschlag rechts
- Isolierte Innentür vermindert Kälteverlust beim Öffnen
- Innenraum aus Edelstahl (CNS)
- Füße höhenverstellbar




Profiline Pegasus PLPE0186EWN (optional mit Ordnungssystem, sehen Sie dazu den separaten Katalog)



Modell Profiline Pegasus	PLPE0186EWN
Temperaturbereich °C:	-40/-86
Inhalt Liter brutto:	7
Außenmaße (BxTxH) mm:	400x630x665
Innenmaße (BxTxH) mm:	150x143x310
Tiefe bei geöffneter Tür mm:	960
Gewicht kg:	38
Netzanschluss:	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz
Versandmaße (BxTxH) mm:	500x820x860
Versandgewicht kg:	54

Profiline Pegasus + Zubehör:	Außen / Innen	Art.-Nr.
Profiline Pegasus PLPE0186EWN	weiß / CNS	GSPLPE0186EWN
USB-Datenlogger bis -200 °C mit LCD-Display.		ZXX2-045-010
Proficaller Telefonwählgerät.		a. A.
Pt-100 Temperaturfühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperaturaufzeichnung.		ZXX2-020-2L
CO <sub>2</sub> -Notkühlsystem, freistehend.		ZXX2-093
Anschlussvorbereitung CO <sub>2</sub> -Notkühlsystem.		ZPLPE2-094

## Beispiele für Ausstattung mit Boxen bis zu 136x136 mm Grundfläche.



Kunststoffboxen aus Polypropylen



Boxen und Rastereinsätze aus Karton



Kunststoffboxen aus Polycarbonat



Kunststoffboxen aus Polypropylen



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.

## Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

- Static cooling manual defrost
- Micro-processor driven temperature controller with digital display and password protection
  - Visual/audible alarm device, mains-independent
  - Alarm warning for excess and insufficient temperature
  - Power failure alarm
  - Probe failure alarm
  - Temperature controller failure alarm
  - Door alarm
  - Integrated data logger with USB port
- No-volt remote alarm contact for connection to an alarm system on the premises
- RS 485 port
- Prepared for GSM alarm
- External housing made of white, galvanized steel plate, optional made of stainless steel (CNS)
- Lockable door, door hinges on right
- Insulated inner doors to minimize cold air loss
- Interior made of stainless steel (CNS)
- Height adjustable feet




ProfiLine Pegasus PLPE0186EWN  
(With accessories Inventory Systems. See separate brochure.)



Model ProfiLine Pegasus	PLPE0186EWN
Temperature range	°C: -40/-86
Content	litres gross: 7
Ext. dimensions (WxDxH)	mm: 400x630x665
Int. dimensions (WxDxH)	mm: 150x143x310
Depth with door opened	mm: 960
Weight	kg: 38
Power supply	: 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz
Shipping dimensions (WxDxH)	mm: 500x820x860
Shipping weight	kg: 54

ProfiLine Pegasus + Accessories:	Outside / Inside	Cat. No.
ProfiLine Pegasus PLPE0186EWN	white / CNS	GSPLPE0186EWN
USB data logger to -200 °C with LCD display.		ZXX2-045-010
ProfiCaller telephone dialler.		on request
Pt-100 temperature sensor, additionally installed for external temperature recording.		ZXX2-020-2L
CO <sub>2</sub> back-up system, free-standing.		ZXX2-093
Facilities for customer connection of CO <sub>2</sub> back-up system.		ZPLPE2-094

## Storage system alternatives with boxes up to external dimensions (WxD) 136x136 mm.



Plastic boxes made of Polypropylene



Boxes and grid dividers made of fiberboard



Plastic boxes made of Polycarbonate



Plastic boxes made of Polypropylene



Please ask for a personal fitting option.

Recommendations for additional storage sets can be found in our separate catalogue.