

Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE 45..

- Stille Kühlung und manuelle Abtaung
- Zuverlässige und unkomplizierte Einkompressortechnologie von Danfoss, geräuscharm
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Opt. / akust. Alarmeinrichtung
 - Netzunabhängig
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- Außengehäuse aus Edelstahl CNS
- Stabile Schranktür, doppelwandig und stark isoliert, ausbalanciert und leicht zu betätigen, abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anfriersichere Spezialdichtung
- Innenraum aus Edelstahl CNS
- 5 Innentüren vermindern Kälteverlust beim Öffnen
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Modell ProfiLine Pegasus	PLPE 4540	PLPE 4586
Temperaturbereich	°C: -20/-40	-40/-85
Inhalt	Liter brutto: 450	450
Außenmaße (BxTxH)	mm: 678x785x2190	678x785x2190
Innenmaße der 3 oberen Fächer (BxTxH)	mm: 480x586x257	480x586x257
Innenmaße der 2 unteren Fächer (BxTxH)	mm: 480x586x318	480x586x318
Tiefe bei geöffneter Tür	mm: 1500	1500
Gewicht	kg: 140	140
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph: 230/50-60/1	230/50-60/1
Versandmaße (BxTxH)	mm: 900x750x2330	900x750x2330
Versandgewicht	kg: 180	180
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: R404a	EP88



ProfiLine Pegasus PLPE 45..

ProfiLine Pegasus + Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiLine Pegasus PLPE 4540	GSPLPE4540
ProfiLine Pegasus PLPE 4586	GSPLPE4586
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).	ZXX2-009-TX
Temperaturschreiber, 7 Tage, Kreisblatt.	a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.	ZXX2-020-2L
CO ₂ -Notkühlsystem, freistehend.	ZXX2-092
Anschlußvorbereitung CO ₂ -Notkühlsystem.	ZPLPE2-094
Wassergekühlte Ausführung (wassergekühlter Kondensator).	a.A.
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370°C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000°C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	


Innovationspreis

ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ordnungssystem-Vorschlag



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



Http://www.catalogedia.de



National Lab GmbH
Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70
Grambeker Weg 157
D-23879 Mölln
Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71
e-Mail: LabSales@NationalLab.com