

Labortiefkühltruhe ProfiLine PLECC

- Stille Kühlung und manuelle Abtattung
- Geräusch- und erschütterungsarmer Vollhermetikkompressor, luftgekühlt und wartungsfrei
- Bedienungspaneel und Hauptschalter mit Sicherheitsschloß
 - Elektronikregler und Digitalanzeige (LED)
 - Netzunabhängige Alarmanrichtung, optisch/akustisch
 - Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an ein Fernalarmsystem
- Spannungskonstanthalter (12 VAC Auto-Boost)
- Deckel-Doppeldichtung und Innendeckel vermindern Kälteverlust beim Öffnen
- Stabiler Truhendeckel, doppelwandig und stark isoliert, ausbalanciert und leicht zu betätigen, abschließbar
- Außengehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz und qualitativ hochwertige Acryl-Lackierung, reinigungsfreundlich
- Innenraum aus beschichtetem Spezialstahlblech mit glatten Flächen, optimal nutzbar, reinigungsfreundlich
- 25 mm Nutzraumdurchführung
- 4 Rollen, feststellbar



ProfiLine PLECC 31866

Modell ProfiLine	PLECC 11866	PLECC 31866	PLECC 51866	PLECC 61866
Temperaturbereich	°C: -50/-86	-50/-86	-50/-86	-50/-86
Inhalt	Liter brutto: 85	360	481	566
Außenmaße (BxTxH)	mm: 724x804x1113	1829x830x1029	2225x830x1029	2438x830x1029
Innenmaße (BxTxH)	mm: 470x470x419	1077x470x706	1473x470x706	1686x470x706
Höhe bei geöffnetem Deckel	mm: 1900	1850	1850	1850
Gewicht	kg: 166	295	343	350
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph: 230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1
Versandmaße (BxTxH)	mm: 970x970x1300	2100x1000x1200	2500x1000x1200	2700x1000x1200
Versandgewicht	kg: 196	325	373	380
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: Mix	Mix	Mix	Mix

Truhenalternative: ProfiLine Taurus.

ProfiLine PLECC + Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiLine PLECC 11866	GTPLECC11866
ProfiLine PLECC 31866	GTPLECC31866
ProfiLine PLECC 51866	GTPLECC51866
ProfiLine PLECC 61866	GTPLECC61866

	GPTEC4A
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).	ZXX2-009-TX
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.	ZPL2-020-2L
Kreisblattemperaturschreiber, 7 Tage, inkl. 50 Kreisblattscheiben, werksseitiger Einbau.	ZXX2-031-85
Ersatzpapier für Kreisblattemperaturschreiber	ZXX2-032-115
ZXX2-031-85. Pack. à 100 Stck.	
CO ₂ -Notkühlsystem, freistehend.	ZXX2-090
Wassergekühlte Ausführung.	ZPL9-010
Lagerkorb, 240x440x240 mm (BxTxH).	ZXX4-088
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370°C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000°C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	

Innovationspreis

ProfiTec
Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem

- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ordnungssystem-Vorschläge

Übersicht Edelstahl-Gestelle für Truhen.	ALPHA-Boxen (Kartonmaterial)			EPPi® Kryo Boxen (Kunststoff PP)					
	KA1050..	KA1075..	KA1100..	EPPi® 50	EPPi® 75	EPPi® 102	EPPi® 50	EPPi® 75	EPPi® 102
	7 x 12	5 x 8	3 x 6	7 x 12	5 x 8	3 x 6	7 x 12	5 x 8	3 x 6
Modell-Nr.	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen
PLECC 11..6	9 x 7	9 x 5	9 x 3	9 x 7	9 x 5	9 x 3	9 x 7	9 x 5	9 x 3
PLECC 31..6	21 x 12	21 x 8	21 x 6	21 x 12	21 x 8	21 x 6	21 x 12	21 x 8	21 x 6
PLECC 51..6	30 x 12	30 x 8	30 x 6	30 x 12	30 x 8	30 x 6	30 x 12	30 x 8	30 x 6
PLECC 61..6	33 x 12	33 x 8	33 x 6	33 x 12	33 x 8	33 x 6	33 x 12	33 x 8	33 x 6

Für Alternativen und andere Ordnungssystemmöglichkeiten siehe separaten Prospekt.

<http://www.catalogpedia.de>

National Lab GmbH
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com