

### Tiefkühltruhe ProfiTest PTC

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung (optional mit Umlufteinrichtung)
- Manuelle Abtauung
- Bedienungspaneel mit mikroprozessorgesteuertem Temperaturregler und Digitalanzeige
- Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch (optional)
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an eine hauseigene Alarmanlage (optional)
- Außengehäuse aus Edelstahl (CNS) oder Stahlblech, lackiert
- Truhendeckel abschließbar und mit Federschamier zum stufenlosen Öffnen
- Innenraum aus Edelstahl (CNS)



ProfiTest PTC  
(Sonderanfertigung mit 2 getrennten Kühlkreisläufen)

ProfiTest Tiefkühltruhen werden nach Kundenwünschen hergestellt. In der folgenden Modellübersicht sind daher auch keine Temperaturbereiche angegeben. Die Maße verstehen sich als Beispiele.

Modell ProfiTest	PTC10..	PTC20..	PTC30..	PTC40..	PTC50..
Temperaturbereich	°C: < Temperaturbereich nach Kundenwunsch >				
Inhalt	Liter brutto: 100	200	300	400	500
Außenmaße (BxTxH)	mm <sup>1)</sup> : 840x680x820	1340x680x820	1340x680x1020	1540x730x1020	1740x780x1020
Innenmaße (BxTxH)	mm <sup>1)</sup> : 500x500x400	1000x500x400	1000x500x600	1200x550x600	1400x600x600
Gewicht	kg: 130	180	220	260	300
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph: 230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Kältemittel	: R507	R507	R507	R507	R507

<sup>1)</sup> Innen- und Außenmaße können nach Kundenwunsch verändert werden.

**Alternativen:** ProfiMaster, ProfiLine Taurus und ProfiLine PLECC.

### Sonderausstattung

- \* Umlufteinrichtung für Temperaturkonstanz  $\pm 1K$
- \* Nutzraumdurchführung
- \* 4 Rollen (2 feststellbar), werkseitig montiert.
- \* Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperatureaufzeichnung.
- \* ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe unten bzw. separaten Prospekt).
- \* 30-Tage Linientemperaturschreiber
- \* ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe separaten Prospekt).
- \* Alarmeinrichtung optisch/akustisch, netzunabhängig, mit potentialfreiem Kontakt
- \* Wassergekühlter Kondensator



Option „Umlufteinrichtung“



Labortiefkälteschränke  
35 und 100 Liter ...



... auch mit Isolierglastür  
(Siehe separaten Prospekt.)

### Kühlwasser-Rückkühler und Umlaufkühler



ProfiCool Genius PCGE



ProfiCool Minimus PCMin



Durchflussmengenregler, 6-fach



Kleinst-Tiefkältetruhen 8 Liter  
(Siehe separaten Prospekt.)

Kühlwasser-  
Rückkühler  
und Umlaufkühler

[www.nationallab.eu](http://www.nationallab.eu)

